



MezoFixはトレンデレンブルグ体位の安全性を高めます。MezoFixは、体動によるずれ落ちを抑制し、褥瘡及び神経障害、皮膚の損傷の予防効果が期待されます。

MezoFixの使用準備はシンプルであり、手術室の作業効率を高めます。また、追加の肩部固定具やクッションを使用する必要がなくなります。

異なる手術を一つのシステムで

MezoFixは、トレンデレンブルグ体位に患者を配置する手術に最適であり、以下の手術に対応しています。

- ➔ ロボット手術
- ➔ 腹腔鏡手術
- ➔ 婦人科手術
- ➔ 泌尿器科手術
- ➔ 大腸直腸手術

キット内容

- ➔ テーブルパッド(メモリーフォーム)
- ➔ リフトシート
- ➔ ボディストラップセット




粘弾性フォームとは？

MezoFixは粘弾性フォーム(メモリーフォーム)で構成されており、多くの手術において有用です。

- ➔ 患者をトレンデレンブルグ体位に固定する
- ➔ 解剖学に適合する性状を持つ
- ➔ 正常体温の維持を助ける
- ➔ 湿気を吸収する
- ➔ 低アレルギー性
- ➔ ラテックスフリー

Features & Benefits

- 1 優れたグリップ力 – 身体のずれを徹底防止！**
「メモリーフォーム」により、ヘッドダウン時の身体ずれを防止します。
- 1 高密度粘弾性フォーム – 快適性とリスク軽減を両立！**
組織損傷、皮膚の擦過傷、および圧迫潰瘍の軽減効果が期待され、フォームの特性による体温維持をサポートできます
- 2 ボディストラップ – 強力固定でさらなる安全性！**
左右のサイドレールに通して身体の上で固定できるボディストラップにより、安全性を高めています
- 3 強力な不織布リフトシート – 位置調整が簡単に！**
不織布のリフトシートにより、患者の位置を調整できます。また、腕部の固定が可能です



天然ゴムラテックス、ナノ銀添加物、フタル酸エステルは含まれておりません
アレルギー物質を含まず、有害化合物の滲出もありません

品番	製品名	寸法
5003-580 (受注生産)	MezoFix S	74×51×2.5
5003-582	MezoFix M, Universal	89×51×2.5
5003-583 (受注生産)	MezoFix L	102×51×2.5



適用患者体重: 250kg 以下
単位: cm

医療機器製造販売届出番号: 26B2X10022000004

製造販売元
株式会社ダテ・メディカルサービス
TEL: 075-646-1818



Not made with natural rubber latex



販売元
株式会社メゾルブ
TEL: 075-606-1772



製造業者
GRI Medical & Electronic Technology
Co., Ltd.
www.alleaset.com
P.R.C.